

# MGISP-100

## 基因测序文库制备仪




### 特点

文库制备全自动化，MGI专用配套试剂盒，稳定可靠的建库结果

### 配置

8通道移液器，6个SBS标准板位，PCR功能模块，可升降磁力架，温控模块

### 功能



## 已适配DNBSEQ™平台试剂盒

试剂盒类型	试剂盒名称	试剂盒货号	自动化通量
DNA	MGIEasy 酶切DNA文库制备试剂套装	1000006987	16 rxn/run
	MGIEasy 通用DNA文库制备试剂套装	1000006985	16 rxn/run
	MGIEasy 酶切PCR-Free文库制备试剂套装	1000013454	16 rxn/run
	MGIEasy 外显子组酶切文库制备试剂套装	1000009658	16 rxn/run
	MGIEasy 游离DNA文库制备试剂套装	1000007037	16 rxn/run
RNA	MGIEasy RNA文库制备试剂套装	1000006383	16 rxn/run
	MGIEasy rRNA去除试剂盒	1000005953	16 rxn/run
	MGIEasy Small RNA文库制备试剂盒	1000005269	16 rxn/run
生育健康	MGICare BRCA1/2测序文库制备试剂盒	1000009522	16 rxn/run
	MGICare 染色体拷贝数变异检测试剂盒	1000005290	16 rxn/run
	MGICare 单细胞染色体拷贝数变异检测试剂盒	1000005291	16 rxn/run
模块化	MGIEasy 环化试剂盒	1000005259	16 rxn/run

试剂盒仅供研发使用。

## 配套耗材订购信息

耗材名称	品牌	规格	单位	货号
MGISP-100通用耗材包	MGI	20run/箱	箱	1000014408
0.5 mL冻存管, PCR级	MGI	100个/包	包	1000001558
可掰开PCR八连管及管盖	MGI	10块/盒(管), 120条/盒(盖)	盒	100-000016-00
自动PCR仪器封膜胶垫	MGI	10个/盒	盒	1000001526
250 μL带滤芯自动化吸头	MGI	10盒/包	包	1000000723
1.3 mL 96孔圆形孔U型底深孔板	MGI	2块/包	包	1000004644
硬框薄壁全裙边96孔PCR板	MGI	10个/包	包	1000012059
2 mL冻存管, PCR级	MGI	100个/包	包	1000001553

## MGISP-100订购信息

机型	产品名称	预期市场	货号
MGISP-100RS	基因测序文库制备仪MGISP-100RS	国内RUO	900-000070-00
MGISP-100	基因测序文库制备仪MGISP-100	国内IVD	900-000027-00

### 联系我们

深圳华大智造科技股份有限公司  
地址: 深圳市盐田区北山工业区综合楼, 518083  
邮箱: MGI-service@mgi-tech.com  
网站: www.mgi-tech.com  
电话: 4000-688-114



<https://www.linkedin.com/company/mgi-bgi>



[https://twitter.com/MGI\\_BGI](https://twitter.com/MGI_BGI)



website

### 版权声明

本手册版权属于深圳华大智造科技股份有限公司所有, 未经本公司书面许可, 任何其他个人或组织不得以任何形式将本手册中的各项内容进行复制、拷贝、编辑或翻译为其他语言。本手册中所有商标或标识均属于深圳华大智造科技股份有限公司及其提供者所有。

版本: 2024年1月版 | MGPC2011001

本手册所依据信息截至2024年1月10日, 所有内容仅供参考, 不作为本公司的任何承诺与保证, 最终以最终签署的合同为准。