
关于说明书

本说明书适用于 **MGIEasy** 组织研磨珠。说明书版本 **1.0**，产品版本 **1.0**。

本说明书及其包含的信息为武汉华大智造科技有限公司（以下简称华大智造）的专有保密信息，未经华大智造的书面许可，任何个人或组织不得全部或部分地对本说明书进行重印、复制、修改、传播或公布给他人。本说明书的读者为终端用户。说明书作为产品的一部分，由华大智造授权终端用户予以使用。严禁未授权的个人使用本说明书。

华大智造对本说明书不做任何种类的保证，包括（但不限于）用于特定目的的商业性和合理性的隐含保证。华大智造已经采取措施，确保本说明书的准确性。但是，华大智造对遗漏不承担责任，并保留任何对本说明书和产品进行改进以提高其可靠性、功能或设计的权利。

本说明书中的所有图片均为示意图，图片内容可能与实物有细微差异，请以购买的产品为准。

MGIEasy™ 是华大智造或其子公司在中国和 / 或其他国家（地区）的商标或注册商标。文中涉及的其他名称及商标属于各自所有者资产。

©2023 武汉华大智造科技有限公司 版权所有。

版本记录

版本	发布日期	修订内容摘要
1.0	2023 年 10 月 20 日	首次发布

目录

第 1 章 介绍	1
1.1 产品名称	1
1.2 包装规格	1
1.3 产品描述	1

第 2 章 产品信息	1
2.1 基本信息	1
2.2 储存条件及有效期	2

第 3 章 注意事项	2
-------------------	----------

附录 1 制造商信息	3
-------------------	----------

--- 此页有意留白 ---

第 1 章 介绍

1.1 产品名称

MGIEasy 组织研磨珠

1.2 包装规格

货号	规格
940-000136-00	25 g/ 盒

1.3 产品描述

MGIEasy 组织研磨珠由 0.55 mm~1 mm 石英砂制成，珠粒小，形状随机。其可破碎、细化和均质化动物组织、细胞、微生物、土壤、粪便等样本，打破细胞壁和细胞膜，释放 DNA 和 RNA，以供下游提取纯化。

第 2 章 产品信息

MGIEasy 组织研磨珠的具体产品信息如下：

表 1 产品信息

产品名称	MGIEasy 组织研磨珠
货号	940-000136-00
规格	25 g/ 盒
材料	石英砂
颜色	白色
主要成分	SiO ₂
粒径	0.55 mm~1 mm
有效期	22 个月
储存条件	2 °C ~30 °C
适用样本	动物组织、细胞、微生物、土壤、粪便等



警告 切勿冷冻或灼烧珠粒。

第 3 章 注意事项

- 本产品仅用于科研用途，使用前请仔细阅读本说明书。
- 所有试剂从规定的存储环境中取出时，按照要求使用，使用前试剂应摇匀，混匀后使用。
- 为保证取样量精准，建议每次加样均使用有量程的容器进行量取，或直接称重取样。
- 所有样本及试剂应避免直接接触皮肤和眼睛，切勿吞咽，一旦发生这种情况立即用大量清水冲洗并及时到医院就诊。

附录 1 制造商信息

生产企业	武汉华大智造科技有限公司
生产地址	武汉市东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际生物医药企业加速器 3.1 期 24 栋
	武汉市东湖新技术开发区高新大道 818 号 B13 栋
技术支持厂家	武汉华大智造科技有限公司
技术支持电话	4000-688-114
技术支持邮箱	MGI-service@mgi-tech.com
网址	www.mgi-tech.com